

DIXION

ИНФУЗИОННЫЕ И ШПРИЦЕВЫЕ НАСОСЫ

Шприцевые насосы: Instilar 1428, Instilar 1438

Инфузионные насосы: Instilar 1486, Instilar 1488

Помпа для энтерального питания: Instilar 1487

Обогреватель инфузионных растворов



DIXION

ШПРИЦЕВЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ DIXION INSTILAR

Точные и надежные шприцевые насосы Dixon Instilar могут быть как стационарными, так и переносными.

Наличие специального программного обеспечения для удобной работы врача-анестезиолога. Конструктивный дизайн и функциональные возможности отвечают требованиям всех отделений лечебных медицинских учреждений.

РУЧКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПРИБОРА

*возможность аккуратно
перенести прибор*

ДО ЧЕТЫРЕХ НАСОСОВ
СТЫКУЮТСЯ В ЕДИНУЮ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ

*встроенные крепления
для соединения насосов
между собой*

УПРАВЛЕНИЕ ИНФУЗИЕЙ

*интегрированный регулятор
скорости от 0,01 мл/ч*

БОЛЬШОЙ КОНТРАСТНЫЙ
ДИСПЛЕЙ С РУСИФИЦИРОВАННЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ

размер 3"

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА
ПОДКЛЮЧАЕМОГО ШПРИЦА

в диапазоне от 5 до 60 мл

ШПРИЦЕВЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ДВУХШПРИЦЕВОЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС INSTILAR 1428

Надежный шприцевой насос совмещает в себе две независимо работающие шприцевые системы. Разработан специально для удобной работы врача-анестезиолога.



- ❖ Большой контрастный дисплей с русифицированным интерфейсом
- ❖ Регулируемый уровень окклюзии
- ❖ Контроль инфузии по скорости потока, времени и объёму
- ❖ Режим расчета инфузии по весу пациента
- ❖ Используемые шприцы: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл;
- ❖ Автоматическое определение объёма подключаемого шприца
- ❖ Удобная рукоятка и операционная панель для настройки
- ❖ Автоматический расчет скорости потока после задания объёма и времени инфузии
- ❖ Единицы ввода параметров инфузии: мл/ч; мг/ч; мг/мин; мкг/ч; мкг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/мин; мкг/кг/ч; мкг/кг/мин
- ❖ Скорость от 0,01 мл/ч
- ❖ Подходит для всех категорий пациентов

ОДНОШПРИЦЕВОЙ МОДУЛЬНЫЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС INSTILAR 1438

Насос может быть собран в систему из 4-х насосов или использоваться отдельно. Конструктивный дизайн и новые возможности отвечают требованиям лечебных медицинских учреждений.



- ❖ Большой контрастный дисплей с русифицированным интерфейсом
- ❖ Регулируемый уровень окклюзии в большом диапазоне
- ❖ Режим расчета инфузии по весу пациента
- ❖ Регулируемый уровень определения окклюзии в широком диапазоне от 90-200 кПа
- ❖ Автоматическое определение объёма подключаемого шприца
- ❖ Плавный регулятор и операционная панель для управления режимами
- ❖ Контроль инфузии по времени и по объёму
- ❖ Автоматический расчет скорости потока в соответствии с установленными параметрами объёма и времени инфузии
- ❖ Микропроцессорный контроль
- ❖ Единицы ввода параметров инфузии: мл/ч; мг/ч; мг/мин; мкг/ч; мкг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/мин; мкг/кг/ч; мкг/кг/мин
- ❖ Скорость от 0,01 мл/ч
- ❖ Подходит для новорожденных

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ DIXION INSTILAR

Удобные волюметрические насосы современного дизайна Dixon Instilar с возможностью встроенного обогревателя и автоматическим расчетом скорости потока инфузии отлично подходят для использования в ЛПУ, онкологических диспансерах.

Благодаря аккумулятору большой ёмкости, идеально подходят для использования при транспортировке пациентов.

РУЧКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПРИБОРА

*возможность аккуратно
перенести прибор*

КОНТРАСТНЫЙ ДИСПЛЕЙ
С РУСИФИЦИРОВАННЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФУЗИЕЙ

ЦВЕТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПИТАНИЯ

*показывают используемый
вид питания сеть /
аккумулятор*

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ИНФУЗИОННОЙ СТОЙКИ



ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС INSTILAR 1486

Волюметрический насос для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту.



- ❖ Установка скорости инфузии от 1 мл/ч до 1200 мл/ч, с шагом 0,1 мл/ч
- ❖ Яркий и большой LED дисплей
- ❖ Отображение скорости инфузии, которая может быть установлена в мл/ч или кап/мин
- ❖ Полностью русифицированное меню
- ❖ Цветные индикаторы питания и подключения к сети
- ❖ Совместим со всеми известными инфузионными системами.
- ❖ Встроенный обогреватель инфузионных растворов
- ❖ Запись последних событий
- ❖ Наличие нескольких программ инфузии
- ❖ Датчик капель в комплекте

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ INSTILAR 1487

Волюметрический насос современного дизайна с встроенным обогревом подходит для использования в палатах интенсивной терапии, реанимации, машинах скорой помощи.



- ❖ Установка скорости инфузии от 1 мл/ч до 2000 мл/ч, с шагом 1, 5, 10 мл/ч
- ❖ Яркий и большой LED дисплей
- ❖ Отображение процесса инфузии
- ❖ Кнопочная панель обеспечивает удобство работы
- ❖ Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания
- ❖ Встроенный обогреватель инфузионных растворов
- ❖ Совместим со всеми известными системами для энтерального питания

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ INSTILAR 1488

Волюметрическая инфузионная помпа подходит для инфузионной терапии, интенсивной терапии, химиотерапии, а также для анестезии. Насос обеспечивает контроль дозы лекарственного вещества при введении.



- ❖ Яркий и большой LED дисплей
- ❖ Отображение скорости инфузии, которая может быть установлена в мл/ч или кап/мин
- ❖ Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания
- ❖ Возможность ввода постоянной скорости потока инфузии
- ❖ Совместим практически со всеми известными инфузионными системами
- ❖ Возможность ручной и автоматической калибровки
- ❖ Сохраняет в памяти 10 программ с нужными параметрами инфузионного процесса
- ❖ Поддерживает микроинфузию
- ❖ Система аудиовизуальных тревог

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

Портативный и легкий обогреватель инфузионных растворов, подходит для различных жидкостей, в том числе для крови. Может использоваться в больницах для предварительного подогрева раствора при внутривенных инфузиях.



- ❖ Не требует специальных дополнительных аксессуаров, кроме стандартной инфузионной системы
- ❖ Возможность подключения питания к инфузионному насосу Instilar 1488 с помощью адаптера
- ❖ Снижение болевого эффекта
- ❖ Отображение температуры в реальном времени
- ❖ Защита от перегрева жидкости
- ❖ Настраиваемые режимы температуры под разные скорости потока раствора
- ❖ Удобное подвесное крепление

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Instilar 1428	Instilar 1438	Instilar 1486	Instilar 1487	Instilar 1488
Шприцевой насос	•	•			
Волюметрический насос			•	•	•
Количество одновременно используемых шприцев	2	1			
Режим инфузии с постоянным потоком	•	•	•		•
Инфузия, контролируемая по объему и времени	•	•	•		•
Болюс	•	•	•		•
Режим KVO	•	•	•		•
Режим TIVA	•	•			
Микропроцессорный контроль инфузии	•	•	•	•	•
Аудиовизуальная система тревог	•	•	•	•	•
Стыковка в единую терапевтическую систему		•			
Яркий дисплей	•	•	•	•	•
Крепление на инфузионную стойку	•	•	•	•	•
Датчик капель			•		•
Энтеральное питание			•	•	•
Встроенный обогреватель			•	•	
Подходит для новорожденных	•	•	•	•	•



Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixion.ru, www.dixion.ru